

Caveolin-3 Kaninchen Pab - P56539

Artikelnummer: CM0016008

Einführung

Caveolin-3 Kaninchen pAb für WB und ELISA, validiert bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Caveolin-3 ab, ein muskelspezifisches Gerüstprotein für Membranreparatur und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Spezies	Mensch
Gen-ID	859
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Caveolin-3 (NP_001225.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P56539
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel