

## Cbfb Kaninchen Pak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13951

Artikelnummer: CM0028808



### Einführung

CBFB polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA-Anwendungen. Erkennt die Core-binding factor-Untereinheit Beta von Mensch, Maus und Ratte, einen wichtigen transcriptionellen Koregulator in der Hämatopoese und Immunfunktion. Geeignet für die Krebs- und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CBFB Kaninchen pAk                                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | CLCD2; PEBP2B; CBFB                                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 865                                                                                                                                                     |
| GenID             | 865                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-182 von menschlichem CBFB (NP_001746.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                     |
| SWISS             | Q13951                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 22kDa                                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |