

Cbr3 (Sdr21C2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75828

Artikelnummer: CM0024769



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CBR3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt CBR3 von Mensch, Maus und Ratte. Zielgerichtet gegen Carbonylreduktase 3, die an der NADPH-abhängigen Reduktion von Chinonen und Krebsmedikamenten beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBR3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	874
Gen-ID	874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 118-277 des menschlichen CBR3 (NP_001227.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75828
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel