


Cbx2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q14781

Artikelnummer: CM0011690



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CBX2, ein Polycomb-Gruppen-Protein. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für WB und ELISA. CBX2 ist entscheidend für die Chromatinregulation, die Gen-Silencing und die sexuelle Entwicklung. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
Spezies	Mensch
Gen-ID	84733
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 433-532 von humanem CBX2 (Q14781) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14781
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel