

Ccl21 Polyklonaler Antikörper Aus Kaninchen Für Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

Artikelnummer: CM0021734



Einführung

Polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CCL21 (6CKine/SLC), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung des Lymphozyten-Homing und von Chemokinen. Erkennt eine Bande bei ca. 15 kDa. Reagiert mit humanem CCL21.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL21-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6CKine, SCYA21, CCL21
Spezies	Mensch
GeneID	6366
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit den Aminosäuren 24-134 des humanen CCL21 (NP_002980.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00585
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku