

Ccl25 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O15444

Artikelnummer: CM0019213

Einführung

CCL25 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der spezifisch für humanes CCL25 ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der Funktionen des Thymus-exprimierten Chemokins bei der T-Zell-Entwicklung und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6370
GeneID	6370
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-150 des humanen CCL25 (NP_005615.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15444
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel