

Ccl7-Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P80098

Artikelnummer: CM0022573



Einführung

Polyklonaler CCL7-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-CCL7, einem Chemokin, das an der Rekrutierung von Immunzellen und an Entzündungsprozessen beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6354
GeneID	6354
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-99 des humanen CCL7 (NP_006264.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P80098
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku