

Ccr7 Kaninchen Pab - P47774

Artikelnummer: CM0030757

Einführung

CCR7 Kaninchen-polykloaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit Maus- und Ratten-CCR7. Geeignet für die Untersuchung von Chemokinrezeptor-vermittelter Immunzellwanderung und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR7 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CCR-7
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1236
GenID	12775
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 von Maus-CCR7 entspricht (NP_031745.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P47774
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eispackung