

Cd11B (Integrin Alpha-M) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11215

Artikelnummer: CM0019092



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M), validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Immunzelladhäsion, von Komplementrezeptoren und Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11b-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3684
Gen-ID	3684
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CD11b (NP_000623.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11215
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Mit Eisbeutel