

Cd11B Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Artikelnummer: CM0009373



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD11b (Integrin α -M, MAC-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität, Zelladhäsion und Leukozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11b Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3684
Gen-ID	3684/16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen CD11b (NP_000623.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11215/P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku