

Cd11B/Itgam Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215

Artikelnummer: CM0014983



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Integrin alpha-M (CD11b/ITGAM). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung von Zelladhäsion, Phagozytose und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11b/ITGAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Spezies	Mensch
GenID	3684 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 145-340 von CD11b/ITGAM (NP_000623.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11215
Proteinmolekulargewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel