

Cd138 Kaninchen-Mak - P18827

Artikelnummer: CM0008227



Einführung

CD138 Kaninchen monoklonaler Antikörper für IHC-P, FC und ELISA. Erkennt humanes und Cynomolgus-Affen CD138/Syndecan-1. Ideal für Plasmazellforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD138 Kaninchen-mak
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6382
Gen-ID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-251 von humanem CD138 (NP_002988.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus-Affe
SWISS	P18827
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche