


Cd146/Mcam Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0021970



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD146/MCAM, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-MCAM und ist ideal für die Forschung zu Zelladhäsion, Krebsmetastasierung und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146/MCAM Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MelCAM
Art	Mensch
Gen-ID	4162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 447-646 des humanen CD146/MCAM (NP_006491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P43121
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlakku