

Cd160 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - O95971

Artikelnummer: CM0028577



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD160, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien an Immunzellrezeptoren und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD160 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	NK1, BY55, NK28, CD160
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11126
Gen-ID	11126
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-181 von humanem CD160 (NP_008984.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95971
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku