

Cd172A/Sirpα Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Artikelnummer: CM0005496



Einführung

CD172a/SIRPα Kaninchen-mAk (P78324) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Monoklonaler Antikörper mit hoher Spezifität für die Forschung an Signal-regulatorischem Protein Alpha.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD172a/SIRPα Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Spezies	Human
Gen-ID	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 395-495 von humanem CD172a/SIRPα (P78324) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P78324
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel