

Cd18 Kaninchen Pab - P05107

Artikelnummer: CM0024283



Einführung

CD18 Kaninchen Polyclonal Antikörper detektiert humanes Integrin beta-2 (ITGB2, LFA-1, MAC-1) und reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA – ideal für die Forschung zu Leukozytenadhäsion und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3689
GeneID	3689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-125 von CD18 (NP_000202.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05107
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel