


Cd19 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Artikelnummer: CM0003393



Einführung

CD19 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem und cynomolgus Affen-CD19, einem B-Zell-Korezeptor, das an der BCR-Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B4; CVID3; CD19
Spezies	Mensch
Gen-ID	930
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 457-556 von menschlichem CD19 entspricht (NP_001761.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus-Affe
SWISS	P15391
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel