


Cd1B Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P29016

Artikelnummer: CM0030016



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD1B, ein T-Zell-Oberflächenglykoprotein, das Lipidantigene für NKT-Zellen präsentiert. Geeignet für Western Blot und ELISA. Mit rekombinantem Immunogen validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	R1; CD1; CD1A; CD1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-303 von humanem CD1B (NP_001755.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29016
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel