


Cd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Artikelnummer: CM0029236



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD2 (T11, LFA-2). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal zur Untersuchung von T-Zell-Adhäsion, Lymphozytenaktivierung und zellulären Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2; CD2
Spezies	Human
GenID (Human)	914
GenID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 235-351 von humanem CD2 (NP_001758.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06729
Protein-Molekulargewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel