

Cd200 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P41217

Artikelnummer: CM0026524

Einführung

Hochwertiger CD200 Kaninchen pAb (Polyclonale Antikörper) für WB, ELISA. Zielt auf humanes CD200 (OX-2-Membranglykoprotein; SWISS: P41217) ab, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von T-Zell-Kostimulation und myeloider Zellregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD200 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4345
Gen-ID	4345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-240 von menschlichem CD200 (NP_005935.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41217
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel