

Cd267/Taci Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Et35

Artikelnummer: CM0006252

Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD267/TACI (TNFRSF13B), validiert für die Durchflusszytometrie. Rezeptor für APRIL und BAFF, wichtig für die B-Zell-Funktion und die humorale Immunität. Für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD267/TACI Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	Taci; 1200009E08Rik; CD267/TACI
Spezies	Maus
GeneID (Human)	23495
GeneID	57916
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 5-129 der Maus CD267/TACI (NP_067324.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET35
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel