

Cd275 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - O75144

Artikelnummer: CM0005238



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD275 (B7H2/ICOSL). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, ideal für T-Zell-Kostimulation und Studien zur Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD275 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Spezies	Human
GeneID (Human)	23308
GeneID	23308
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD275.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75144
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku