

Cd31/Pecam1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P16284

Artikelnummer: CM0019027



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CD31/PECAM1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein 83 kDa-Protein, das für die transendotheliale Wanderung von Leukozyten, Zelladhäsion und Phagozytose entscheidend ist. Geeignet für kardiovaskuläre und entzündungsbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD31/PECAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5175
GenID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 630-738 von CD31/PECAM1 (NP_000433.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16284
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel