

Cd34 Kaninchen-Pak Für Wb - P28906

Artikelnummer: CM0014361

Einführung

CD34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA bei Mensch und Ratte. Geeignet für Hämatopoese- und Stammzelladhäsionsstudien. 41kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	947
GenID	947
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-290 von menschlichem CD34 (NP_001020280.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P28906
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel