

Cd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01730

Artikelnummer: CM0015716



Einführung

CD4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA in humanen Proben. Erkennt das T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD4, einen kritischen Immunkorezeptor und HIV-Rezeptor. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Spezies	Mensch
GeneID (human)	920
GeneID	920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-207 von CD4 enthält (NP_000607.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eistasche