

Cd42B Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07359

Artikelnummer: CM0006872



Einführung

CD42b Kaninchen mAb (SWISS: P07359) validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf die menschliche Thrombozyten-Glykoprotein Ib-Alpha-Kette ab, die an der Hämostase beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu Thrombozytenbiologie und Blutgerinnungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD42b Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha; CD42b
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2811
GenID	2811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-531 von menschlichem CD42b enthält (NP_000164.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07359
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel