

Cd43-Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - P16150

Artikelnummer: CM0006971

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-CD43-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA mit menschlichen Proben. Zielstruktur ist Leukosialin, ein wichtiger Regulator der T-Zell-Funktionen und der Rekrutierung von Leukozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD43-Kaninchen-mAk
Bezeichnungen/Aliase	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; Leukosialin
Spezies	Mensch
Gen-ID	6693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-253 des humanen CD43 (NP_003114.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16150
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku