


Cd44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

Artikelnummer: CM0014261



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD44, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Zelladhäsions-, Migrations- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44
Spezies	Human
GeneID (Human)	960
GeneID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-178 von CD44 (NP_000601.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16070
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eistasche