


Cd46-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15529

Artikelnummer: CM0022441



Einführung

Hochwertiger polyklonaler CD46-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt CD46 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Komplementregulation und von Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD46-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4179
Gen-ID	4179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-320 des menschlichen CD46 (NP_722548.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15529
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku