

Cd53 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb Und Elisa - Q61451

Artikelnummer: CM0023622

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen Maus CD53 (Ox-44, Tspan25) für WB und ELISA. Validiert in Maus-Proben; ideal zur Untersuchung von Tetraspanin-Funktionen bei der B-Zell-Entwicklung, Lymphozyten-Homing und entzündlicher Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ox-44; Tspan25; CD53
Spezies	Maus
GenID	12508
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 107-181 von Maus CD53 (NP_031677.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61451
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel