


Cd59 Kaninchen Pab - P13987

Artikelnummer: CM0023527



Einführung

CD59 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes CD59 (SWISS: P13987, 14kDa) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Komplementforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD59 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	966
Gen-ID	966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-128 von humanem CD59 enthält (NP_001120695.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel