

Cd66A/Ceacam1 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13688

Artikelnummer: CM0022723



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CEACAM1 (CD66a), getestet in WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erforschen Sie die Immun-Checkpoint-Regulation, Zelladhäsion und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD66a/CEACAM1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-430 von humanem CEACAM1 (NP_001703.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13688
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel