

Cd7 Kaninchen Pab - P09564

Artikelnummer: CM0026805

Einführung

CD7 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, FC, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und rattigem T-Zell-Antigen CD7 (GP40/TP41). Ideal für immunologische Forschung zu T-Zell- und NK-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
Spezies	Human
GeneID (Human)	924
GeneID	924
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P09564
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel