


Cd70-Kaninchen-Pab - P32970

Artikelnummer: CM0018995



Einführung

CD70-polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der CD70-CD27-Signalübertragung bei der Immunregulation und in der Erforschung der Tumormikroumgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD70-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	970
GeneID	970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 47-126 des humanen CD70 (NP_001243.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32970
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku