

Cd79A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11912

Artikelnummer: CM0007249



Einführung

Hochwertiger CD79a Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für humane Proben bei Western Blot, IHC-P, IF/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt die 25 kDa schwere B-Zell-Rezeptor-alpha-Kette (SWISS P11912), die für die BCR-Signaltransduktion und Immunforschung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	973
GenID	973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 165-225 von humanem CD79a enthält (NP_001774.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11912
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel