

Cd79B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Artikelnummer: CM0004829



Einführung

CD79B Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79B Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Spezies	Human
GeneID (Human)	974
GeneID	974
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40259
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eistasche