

Cdc25C Kaninchen Pab Für If/Icc, Elisa - P30307

Artikelnummer: CM0017004



Einführung

CDC25C Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für IF/ICC und ELISA validiert ist und auf die M-Phase-Inducer-Phosphatase 3 abzielt. Geeignet für humane Proben in der Zellzyklus- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC25C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	995
GeneID	995
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30307
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel