

Cdc5L Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99459

Artikelnummer: CM0011029



Einführung

CDC5L Kaninchen mAb, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines CDC5L (92 kDa). Ideal für Spleißen, Zellzyklus, DNA-Schaden-Studien. UniProt Q99459.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC5L Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	988
GenID	988
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99459
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel