

Cdh9 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9ULb4

Artikelnummer: CM0013028

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CDH9 (Cadherin-9), validiert für WB und ELISA. Ideal für Forschung zur Zelladhäsion. Kreuzreaktiv mit Human. UniProt: Q9ULB4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDH9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1007
GenID	1007
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-420 des humanen CDH9 (NP_057363.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULB4
Proteinmasse	89 kDa
Versand	Eisbeutel