

Cdk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0005064



Einführung

CDK1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt CDK1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. CDK1 ist eine kritische Serin/Threonin-Kinase, die den G2/M-Übergang und die Mitose antreibt. Ideal für Onkologie, Zellzyklus- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Spezies	Mensch
GenID	983
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel