

Cdk4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11802

Artikelnummer: CM0006590



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CDK4 (PSK-J3). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein 34-kDa-Protein. Ideal für Untersuchungen des Zellzyklus, von Krebserkrankungen und des RB-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CMM3; PSK-J3; CDK4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1019
GeneID	1019
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-303 des humanen CDK4 (NP_000066.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11802
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku