

Cdk4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Artikelnummer: CM0020958



Einführung

Kaninchen-polyclonaler CDK4-Antikörper, KO validiert, für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CDK4. Synthetisches Peptid-Immunogen (Aa 204-303). Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CDK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CMM3; PSK-J3; K4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1019
GenID	1019
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 204-303 von humanem CDK4 (NP_000066.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11802
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel