


Cdk5Rap3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Jb5

Artikelnummer: CM0018565



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), validiert für WB und ELISA in humanen Proben; richtet sich gegen einen 57-kDa-Ufmylierungsadapter und Zellzyklusregulator; ideal für die Erforschung des Ribosomen-Recyclings und der Krebs-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5RAP3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80279
Gen-ID	80279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen CDK5RAP3 (NP_788276.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96JB5
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku