


Cdkn2A/P16Ink4A Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

Artikelnummer: CM0017794



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes CDKN2A/p16INK4a, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zum Zellzyklus und Tumorsuppressoren. Erkennt multiple Isoformen (8-17 kDa). Kreuzreaktiv mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2A/p16INK4a Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1029
GenID	1029
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-156 des humanen CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42771/Q8N726
Proteinmasse	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Versand	Eisbeutel