

Cdv3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uky7

Artikelnummer: CM0020070

Einführung

CDV3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CDV3-Protein. Hergestellt gegen ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem CDV3. Für die Forschung im Bereich Brustkrebs und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDV3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H41; CDV3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55573
Gen-ID	55573
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem CDV3 entspricht (NP_060018.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UKY7
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eispackung