

Cdx1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa- P47902

Artikelnummer: CM0026222



Einführung

CDX1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der transkriptionellen Regulation im intestinalen Epithel und in Kolorektalkrebs-Modellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1044
GenID	1044
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 136-265 von menschlichem CDX1 (NP_001795.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P47902
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel