

Cdx2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q99626

Artikelnummer: CM0019419



Einführung

CDX2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem CDX2-Transkriptionsfaktor. Ideal für Studien zur Darmentwicklung und -differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1045
Gen-ID	1045
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-180 von humanem CDX2 (NP_001256.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99626
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel