

Ceacam7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14002

Artikelnummer: CM0025183



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CEACAM7 (CGM2) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Zelladhäsion im Kolonepithel und bei kolorektalem Karzinom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGM2; CEACAM7
Spezies	Human
GeneID (Human)	1087
GeneID	1087
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-242 von humanem CEACAM7 (NP_008821.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14002
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel