

Cend1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Artikelnummer: CM0012112

Einführung

CEND1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zur neuronalen Differenzierung. UniProt Q8N111.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEND1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BM88; CEND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51286
GenID	51286
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-149 von humanem CEND1 (NP_057648.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N111
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel