

Cend1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N111

Artikelnummer: CM0022273

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CEND1 (BM88), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der neuronalen Differenzierung und des Zellzyklusaustritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEND1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BM88; CEND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51286
GenID	51286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-123 von humanem CEND1 (NP_057648.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N111
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel